

LightCycler[®] 480 实时定量PCR系统试剂

三重大特惠

Apr 1st~Sep 30th, 2011



LightCycler[®] 480 配套试剂为即用型2倍浓度的反应预混液，采用FastStart热启动技术的。具有突出的稳定性，即使室温放置24小时或2-8°C保存4星期仍然能够保持活性，适用于几乎所有引物组合，能够提升您基因表达分析的速度和灵敏性，是进行高通量基因表达分析检测的理想试剂。

RealTime ready DNA Probes Master

RealTime ready DNA Probes Master是罗氏诊断公司最新推出的实时荧光PCR专用反应预混液，作为经典产品LightCycler[®] 480 Probes Master的升级版，专门用于对 LightCycler[®] 480或 LightCycler[®] 1536仪器的水解探针检测（如：UPL通用探针）。经过优化配方的全新预混液具有超强的室温保存稳定性，使您再也不用担心配制PCR体系的时间较长带来的荧光染料信号衰减可能性；并通过改进的粘性系数，有效避免了预混液在各种移液吸头上可能的残留；更可满足自动高通量 PCR 工作流程中的微量取液体积需要；是在罗氏LightCycler[®] 480或 LightCycler[®] 1536仪器上进行高效精确的实时荧光PCR分析的最佳选择。

■ LightCycler[®] 480 HRM Master Mix

适用于高分辨率熔解曲线分析，内含罗氏专利的饱和荧光染料ResoLight[®]，该染料具有比同类产品高得多的光学稳定性，能够在自然光线照射下长期保持极高的荧光强度。

■ LightCycler[®] 480 SYBR Green I Master

应用最广泛的预混液，适合常规的绝对定量和相对定量分析，以及定性分析。

■ LightCycler[®] 480 Probes Master

通用型探针预混液，具备5' - 3'外切酶活性，可适用于 Taqman水解探针，HybProbe杂交探针，UPL探针等。



第一重 折扣让利

编号	货号	产品名称	包装	目录价格RMB	特惠价格RMB
1	05 502 381 001	RealTime ready DNA Probes Master	5 ml 5 x浓度(1250 x 20 μl反应)	14722	12250
2	04 887 352 001	LightCycler® 480 SYBR Green I Master	10 x 5 ml (5000 x 20 μl反应)	21200	15900
3	04 887 301 001	LightCycler® 480 Probes Master	10 x 5 ml (5000 x 20 μl反应)	21200	15900
4	04 909 631 001	LightCycler® 480 HRM Master Mix	5 x 1 ml (500 x 20 μl反应)	3400	2500
5	04 707 516 001	LightCycler® 480 SYBR Green I Master	5 x 1 ml (500 x 20 μl反应)	2600	2000
6	04 707 494 001	LightCycler® 480 Probes Master	5 x 1 ml (500 x 20 μl反应)	2600	2000

第二重 送板送膜

每购买以上编号1,2,3的产品任一盒, 或编号4,5,6产品满5盒(可任意选择种类), 即可从以下赠品中选择任意一项:

赠品代码	货号	产品名称	数量
1	04 729 749 001	LightCycler® 480 专用白色384孔多孔板	1箱, 共50块, 含封板膜
2	05 102 430 001	LightCycler® 480 专用透明384孔多孔板	1箱, 共50块, 含封板膜
3	04 729 692 001	LightCycler® 480 专用白色96孔多孔板	1箱, 共50块, 含封板膜
4	05 102 413 001	LightCycler® 480 专用透明96孔多孔板	1箱, 共50块, 含封板膜

第三重 再送礼品

活动期内, 订购满一定数量, 额外赠送罗氏精美礼品, 数量有限, 赠完即止:



单个订单满 4000 RMB,
赠送可爱牛角按摩器



单个订单满 8000 RMB,
赠送2G mp3



单个订单满 12000 RMB,
赠送兔子音箱一个

罗氏诊断产品(上海)有限公司 罗氏应用科学部

订货热线: 800-820-3361 400-820-3361 技术服务热线: 800-820-0577 技术服务邮箱: asc.support@roche.com

上海
上海市淮海中路1045号
淮海国际12楼
电话: 021-3397 1000
传真: 021-3397 1888
邮编: 200031
电邮: china.as@roche.com

北京
北京市东长安街1号东方广场
东方经贸城中二办公楼609号
电话: 010-8515 4100
传真: 010-8515 4188
邮编: 100738

广州
广州市环市东路403号
广州国际电子大厦25楼
电话: 020-8713 2600
传真: 020-8713 2700
邮编: 510095